

# Cyber Clean

## Vinyl & Phono Care


FÜR  
BESSEREN KLANG  
UND LANGE  
LEBENSDAUER IHRER  
VINYL SCHALLPLATTEN!  
ERLEBEN SIE DEN  
SICHTBAREN UND  
HÖRBAREN  
UNTERSCHIED!

## Cyber Clean® VINYL & PHONO CARE

Die High-Tech Masse für die schonende und effiziente Reinigung Ihrer wertvollen Vinyl Schallplatten-Sammlung und empfindlicher Phono-Komponenten.

### Mit Trockenreinigungseffekt!

Perfekte Tiefenreinigung von Schallplattenrillen. Auch geeignet für die sensiblen Tonabnahme-Komponenten. Entfernt sicher Staub und Schmutz. Staub und schädliche Partikel werden von der Masse absorbiert. Dies reduziert den Reibungseffekt und verbessert die Tonqualität. **Löst Fettabdrücke und hinterlässt keine Rückstände!**



ANWENDUNG: Nicht reiben, die Masse zur Reinigung nur sanft auf der Platte abrollen und leicht auf den Tonabnehmer drücken. Nicht geeignet für die Reinigung von Azetat Aufnahmen (Doubleplate). Nicht auf öligen und/oder nassen Flächen verwenden! Vor der Anwendung Hände mit Seife waschen und nur mit trockenen Händen anwenden! Mehrfach verwendbar bis sich die Masse verfärbt (siehe Bild rechts), PhonoCare spätestens 8 Monate nach Erstgebrauch austauschen.



Cyber Clean Vinyl & Phono Care  
Cup 160 g im Thekendisplay  
(35 L x 27 B x 46 H cm)

Art.-Nr. 46340



# Cyber Clean LeafCare

WIEDER-  
VERWENDBAR &  
BIOLOGISCH  
ABBAUBAR


DIE EFFIZIENTE UND  
ZARTE BLATTREINIGUNG  
FÜR GESUNDE UND  
KRAFTVOLLE  
ZIMMERPFLANZEN



## Cyber Clean® LEAF CARE

LeafCare enthält natürliche Wirkstoffe gegen Schädlinge (Niembaum-Extrakt) und wertvolles Mandel-Öl für schützenden Glanz ohne ungewollte Rückstände zu hinterlassen. Die umweltfreundliche Formulierung ist gut verträglich für Personen, die sensibel auf Staub, Pollen und andere Allergene reagieren. Staub und schädliche Partikel werden sicher in der Masse eingeschlossen.

**Nährend & pflegend. Sanfte Tiefenreinigung für gesunde und kraftvolle Pflanzen.**



EINFACHE UND SANFTE  
ANWENDUNG:

Mit einer Hand das zu reinigende Blatt stützen und mit der Masse sanft über das Blatt tupfen oder rollen. Staub, Pollen und Schädlinge werden von der Masse eingeschlossen. Mehrfach verwendbar, LeafCare spätestens 6 Monate nach Erstgebrauch austauschen.



Cyber Clean LeafCare  
Cup 160 g im Thekendisplay  
(35 L x 27 B x 46 H cm)

Art.-Nr. 46260



7 611212 462604



 trendalliance  
SALES.MARKETING

TrendAlliance GmbH

Enzianstraße 6  
82319 Starnberg  
Germany

T +49 8151 919034-0

F +49 8151 919034-9

[info@trendalliance.de](mailto:info@trendalliance.de)

[www.trendalliance.de](http://www.trendalliance.de)

